



شورای ایمنی زیستی

عنوان سند:

دستورالعمل امحاء نمونه های مختلف بیماران پس از انجام آزمایش

شماره سند:

BS-WI-007-00

تاریخ	شماره بازنگری	شرح اقدام	تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
۱۳۹۴/۱۰/۲۱	00	تدوین کلی دستورالعمل	نام و سمت دکتر صغری روحی دهینه مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی انسستیتو پاستور ایران	نام و سمت مهندس سعید فرهاد دبیر شورای ایمنی زیستی	نام و سمت دکتر علی اسلامی فر معاون خدمات تخصصی
			امضا	امضا	امضا
			نام و سمت	نام و سمت	نام و سمت
			امضا	امضا	امضا
			نام و سمت	نام و سمت	نام و سمت
			امضا	امضا	امضا
			نام و سمت	نام و سمت	نام و سمت
			امضا	امضا	امضا

شماره سند: BS-WI-007	دستورالعمل امحاء نمونه های مختلف بیماران پس از انجام آزمایش	
شماره بازنگری: 00		

(۱) هدف از ایجاد: ایجاد دستورالعمل جهت برقراری نحوه صحیح امحاء نمونه های مختلف بیماران پس از انجام آزمایش در آزمایشگاه.

(۱-۱) بازنگری این سند بنا به پیشنهاد هر یک از کارکنان ذیصلاح و با تائید مقام ذیصلاح امکان پذیر می باشد.

(۲) دامنه کاربرد: این دستورالعمل در انستیتو پاستور ایران کاربرد دارد.

(۳) منابع:

۱-۳ استاندارد ISIRI-ISO 15189

۲-۳ کتاب "مجموعه ای از مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی" (آزمایشگاه مرجع سلامت-انجمن آسیب شناسی ایران)، چاپ اول، سال ۱۳۸۸.

(۴) تعاریف :-

شماره سند: BS-WI-007	دستورالعمل امحاء نمونه های مختلف بیماران پس از انجام آزمایش	
شماره بازنگری: 00		

(۵) شرح دستورالعمل:

به جدول زیر استخراج شده از سند دستورالعمل مدیریت دفع پسماندها رجوع شود.

جدول ۱

دستورالعمل نحوه امحاء نمونه ها، مواد و وسایل مصرفی مورد استفاده در آزمایشگاه

نحوه امحاء	نوع مواد، ابزار و وسایل مصرفی
تحويل به رفتگر محل و دفع در سیستم زباله شهری	پسماندهای معمولی شامل پسماندهای بخش اداری و آبدارخانه
ضد عفونی با آب ژاؤل ۲۰ درصد به مدت یک شب و دفع در سیستم فاضلاب	نمونه سرم / پلاسما
ضد عفونی با آب ژاؤل ۲۰ درصد به مدت یک شب و دفع در سیستم فاضلاب	خون کامل / لخته خون (پس از جدا کردن سرم)
ضد عفونی با آب ژاؤل ۲۰ درصد به مدت یک شب و دفع در سیستم فاضلاب	مایعات بدن، ادرار و سایر مایعات
ضد عفونی با آب ژاؤل ۲۰ درصد به مدت یک شب و دفع در سیستم امحاء زباله بیمارستانی	نوار ادرار و اپلیکاتورهای آلوده
جمع آوری در باکس ایمنی، سپس اتوکلاو، تحويل به سیستم امحاء زباله بیمارستانی	اسلایدهای رنگ شده هماتولوژی
ضد عفونی با آب ژاؤل ۱۰ درصد به مدت یک شب و سپس تحويل به سیستم امحاء زباله بیمارستانی	ظروف حاوی نمونه ادرار
ضد عفونی با آب ژاؤل ۱۰ درصد به مدت یک شب و سپس تحويل به سیستم امحاء زباله بیمارستانی	لوله های آزمایش
تحويل به سیستم امحاء زباله بیمارستانی	مدفوع و ظروف حاوی آن
ضد عفونی با آب ژاؤل ۱۰ درصد به مدت یک شب و سپس تحويل به سیستم امحاء زباله بیمارستانی	کاپ های اتوآنالیزور آلوده به سرم
جمع آوری در باکس ایمنی، سپس اتوکلاو، سپس تحويل به سیستم امحاء زباله بیمارستانی	ابزار و وسایل تیز و برنده مانند سرسوزن، لانتست، تیغه اسکالپل، تیغه میکروتوم، شیشه های شکسته، سرمپلر، لام و
جمع آوری در باکس ایمنی، سپس اتوکلاو، سپس تحويل به سیستم امحاء زباله بیمارستانی	سرنگ
ضد عفونی با آب ژاؤل ۲۰ درصد به مدت یک شب و دفع در سیستم امحاء زباله بیمارستانی	دستکش، پنبه، سواب، دستمال و گازهای آلوده
جمع آوری در باکس ایمنی، ضد عفونی با آب ژاؤل ۱۰ درصد به مدت یک شب، سپس اتوکلاو، سپس تحويل به سیستم امحاء زباله بیمارستانی	اسلایدهای استفاده شده و رنگ نشده بخش میکروشناسی
جمع آوری در باکس ایمنی، سپس اتوکلاو، سپس تحويل به سیستم امحاء زباله بیمارستانی	اسلایدهای استفاده شده و رنگ شده بخش میکروشناسی
اتوکلاو به روش استاندارد و بعد تحويل به سیستم امحاء زباله بیمارستانی	ظروف کشت میکروبی مصرفی شده

(۶) مستندات: وجود ندارد.