



شورای ایمنی زیستی

عنوان سند:

دستورالعمل امحاء مواد مصرفی و وسایل انجام آزمایش

شماره سند:

BS-WI-008-00

تاریخ	شماره بازنگری	شرح اقدام	تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
۱۳۹۴/۱۰/۲۱	00	تدوین کلی دستورالعمل	نام و سمت دکتر صغری روحی دهبنه مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی انسیتیتو پاستور ایران	نام و سمت مهندس سعید فرهاد دبیر شورای ایمنی زیستی	نام و سمت دکتر علی اسلامی فر معاون خدمات تخصصی
			امضا	امضا	امضا
			نام و سمت	نام و سمت	نام و سمت
			امضا	امضا	امضا
			نام و سمت	نام و سمت	نام و سمت
			امضا	امضا	امضا
			نام و سمت	نام و سمت	نام و سمت
			امضا	امضا	امضا

شماره سند: BS-WI-008	دستورالعمل امحاء مواد مصرفی و وسایل انجام آزمایش	
شماره بازنگری: 00		

(۱) هدف از ایجاد: ایجاد دستورالعمل جهت برقراری نحوه صحیح امحاء مواد مصرفی و وسایل انجام آزمایش در آزمایشگاه.

(۱-۱) بازنگری این سند بنا به پیشنهاد هر یک از کارکنان ذیصلاح و با تأیید مقام ذیصلاح امکان پذیر می باشد.

(۲) دامنه کاربرد: این دستورالعمل در انستیتو پاستور ایران کاربرد دارد.

(۳) منابع:

۱-۳ استاندارد ISIRI-ISO 15189

۲-۳ کتاب "مجموعه ای از مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی" (آزمایشگاه مرجع سلامت- انجمن آسیب شناسی ایران)، چاپ اول، سال ۱۳۸۸.

(۴) تعاریف :-

شماره سند: BS-WI-008	دستورالعمل امحاء موادمصرفی و وسایل انجام آزمایش	
شماره بازنگری: 00		

(۵) شرح دستورالعمل:

به جدول زیر استخراج شده از سند دستورالعمل مدیریت دفع پسماندها رجوع شود.

جدول ۱ - دستورالعمل نحوه امحاء نمونه ها، مواد و وسایل مصرفی مورد استفاده در آزمایشگاه

نوع مواد، ابزار و وسایل مصرفی	نحوه امحاء
پسماندهای معمولی شامل پسماندهای بخش اداری و آبدارخانه	تحويل به رفتگر محل و دفع در سیستم زباله شهری
نمونه سرم/پلازما	ضد عفونی با آب ژاول ۲۰ درصد به مدت یک شب و دفع در سیستم فاضلاب
خون کامل/لخته خون (پس از جدا کردن سرم)	ضد عفونی با آب ژاول ۲۰ درصد به مدت یک شب و دفع در سیستم فاضلاب
مایعات بدن، ادرار و سایر مایعات	ضد عفونی با آب ژاول ۲۰ درصد به مدت یک شب و دفع در سیستم فاضلاب
نوار ادرار و اپلیکاتورهای آلوده	ضد عفونی با آب ژاول ۲۰ درصد به مدت یک شب و دفع در سیستم امحاء زباله بیمارستانی
اسلایدهای رنگ شده هماتولوژی	جمع آوری در باکس ایمنی، سپس اتوکلاو، تحويل به سیستم امحاء زباله بیمارستانی
ظروف حاوی نمونه ادرار	ضد عفونی با آب ژاول ۱۰ درصد به مدت یک شب و سپس تحويل به سیستم امحاء زباله بیمارستانی
لوله های آزمایش	ضد عفونی با آب ژاول ۱۰ درصد به مدت یک شب و سپس تحويل به سیستم امحاء زباله بیمارستانی
مدفوع و ظروف حاوی آن	تحويل به سیستم امحاء زباله بیمارستانی
کپ های اتوآنالیزور آلوده به سرم	ضد عفونی با آب ژاول ۱۰ درصد به مدت یک شب و سپس تحويل به سیستم امحاء زباله بیمارستانی
ابزار و وسایل تیز و برنده مانند سرسوزن، لانس، تیغه اسکالپل، تیغه میکروتوم، شیشه های شکسته، سرسمپلر، لام و	جمع آوری در باکس ایمنی، سپس اتوکلاو، سپس تحويل به سیستم امحاء زباله بیمارستانی
سرنگ	جمع آوری در باکس ایمنی، سپس اتوکلاو، سپس تحويل به سیستم امحاء زباله بیمارستانی
دستکش، پنبه، سواب، دستمال و گازهای آلوده	ضد عفونی با آب ژاول ۲۰ درصد به مدت یک شب و دفع در سیستم امحاء زباله بیمارستانی
اسلایدهای استفاده شده و رنگ نشده بخش میکروبی شناسی	جمع آوری در باکس ایمنی، ضد عفونی با آب ژاول ۱۰ درصد به مدت یک شب، سپس اتوکلاو، سپس تحويل به سیستم امحاء زباله بیمارستانی
اسلایدهای استفاده شده و رنگ شده بخش میکروبی شناسی	جمع آوری در باکس ایمنی، سپس اتوکلاو، سپس تحويل به سیستم امحاء زباله بیمارستانی
ظروف کشت میکروبی مصرف شده	اتوکلاو به روش استاندارد و بعد تحويل به سیستم امحاء زباله بیمارستانی

(۶) مستندات: وجود ندارد.